

Otoscope Welch Allyn pocket professionnel

Forme ergonomique facilitant le nettoyage et offrant une excellente préhension.
Raccord pour otoscopie pneumatique.

Lumière qualité xenon avec diode électroluminescente 2.5 V .
Alimentation avec deux piles de type AA.

L'otoscope Pocket professionnel de Welch Allyn est livré complet avec 4 spéculums.

Garantie 2ans.
Matériel médical.

Otoscope de poche Professionnel avec Eclairage fibre optique Xenon

