



### Otoscope éclairage Led et fibres optiques BF200 ViewtroniXx

Luminosité, confort de vue et autonomie grâce à l'éclairage Led fibres optiques haute performance de l'otoscope BF 200

Otoscope forte intensité lumière blanche : Les avantages d'une visibilité fibre optique LED associés à la longévité des LED.  
Modèle léger avec finition de qualité, manche porte piles et clip de fixation avec interrupteur intégré.

**Choisissez la tranquillité avec la garantie ROBE MEDICAL 4 ans sur cet otoscope.**

- Grossissement 3X avec loupe pivotante.
- Forte luminance: 20 lumens.
- Grand champ de vision grâce à la fibre optique.
- Ampoule LED longue durée de vie 100 000 heures.
- Changement facile de l'ampoule.
- Faible consommation des LED.
- Fonctionne avec 2 piles AA 1.5 fournies.

S'utilise avec tous [les spéculums standards](#).

Dimensions : H 162 mm x Ø manche 19 mm.

Poids : 55 g (sans les piles).

Vendu dans un coffret de rangement avec un jeu de 8 spéculums à usage unique (2 en Ø 2.4 mm, 2 en Ø 3 mm, 2 en Ø 4 mm et , 2 en Ø 5 mm) et 2 piles AA.

Garantie 4 ans.  
Matériel médical CE.