

Otoscope éclairage direct Piccolight Kawe

Otoscope éclairage halogène forte intensité.

Un otoscope de qualité proposé par la marque Allemande KAWE bien connu pour sa robustesse et sa fiabilité.

- Grossissement 3X grâce à la loupe pivotante.
- Luminosité optimale (centrée)
- Ampoule halogène 2,5V fournie
- Plusieurs possibilités d'éclairage
- Fonctionne avec 2 piles AA 1.5 LR6 non fournies.
- Poids : 70 g.

Livré complet prêt à l'emploi sous étui en tissu avec un jeu de 10 spéculums usage unique Ø 2.5 mm et 10 en Ø 4 mm.

Coloris otoscope : noir et bleu et gris.

Fabrication européenne.

Matériel médical Garantie 3 ans.

Existe également en [éclairage Fibre optique](#).

