

Pack Alltime Tensiomètre + 3 brassards - Fabrication Française

Pack complet pour une mesure précise et fiable.

Tensiomètre de haute qualité de fabrication française, vous permettant de disposer d'une sécurité optimale et d'une grande facilité d'utilisation. Type manopoire à membrane anéroïde, très léger.

- Manomètre de précision gradué de 0 à 300 mm Hg.
- Protection anti-choc sur le manomètre.
- Robinet en laiton chromé.
- Molette de décompression en aluminium anodisé.
- Poire de pression résistante et souple.
- Ecran plus large (Ø 55 mm), pour une lecture facilitée.
- Brassard nylon à fermeture velcro.
- Précision de ± 3 mm garantie sur toute la plage de mesure.
- Poids : 214 g.

Livré complet en trousse tissu nylon renforcé avec 3 brassards (S, M et L).

Fabrication Française.

Matériel médical CE.

Garantie 2 ans.

