



### Pansement coton gaze Gamgee Robert Jones prêt à l'emploi pour chevaux

Spécial chevaux. Fabrication européenne.

De par sa composition, le pansement Robert Jones assure une compression optimale permettant le maintien autour du membre tout en maintenant la vascularisation. Constitué d'une couche épaisse et dense de coton hydrophile enserré entre deux nappes de gaze de coton, le pansement Robert Jones (également appelé coton gaze ou gamjee) est la référence en matière de pansements équin.

Il peut être appliqué directement sur la peau saine ou permettre la protection de pansements pour les plaies. Fabriqué en Europe.

#### Conditionnement :

- Sous sachet plastique.
- Obturable.

#### Utilisation orthopédique :

- Stabilisation des entorses et fractures en attente de chirurgie.
- Soulagement en cas de traumatismes et d'entorses.

#### Protection de plaies :

- Maintien des pansements des membres.
- Traitement post-chirurgical.

#### Utilisation à titre préventif :

- Rééducation post-traumatique.
- Prévention des accidents ligamenteux et tendineux.

#### Présentation :

Bande à découper, largeur 40 cm, longueur 6 m.

- Ne colle pas aux plaies.
- Ne provoque pas de plis.

Composition : gaze de coton 100% hydrophile, coton hydrophile, viscose hydrophile.

Dans son utilisation, le pansement Robert Jones doit être associé à l'utilisation de [bandes cohésives](#) et de [bandes de crêpes](#).