



### Pansement gel pour brûlures - 10 x 10 cm - Boîte de 20 - Burncare

Pansement mousse imprégné d'hydrogel pour les premiers soins en cas de brûlures.

Pansement destiné aux premiers secours en cas de brûlures et d'ébouillantage avant une prise en charge complète par une équipe médicale.

Compresse mousse en polyuréthane (3 mm) imprégnée d'hydrogel composé de + de 90% d'eau purifiée.

Le pansement gel BURNCARE s'utilise sur tous types de brûlures superficielles et semi-profondes du 1er et 2ème degré (brûlure avec une casserole, ébouillantage, érythème solaire, brûlures électriques,...).

Effet rafraîchissant en surface et en profondeur : le froid aide à réduire la douleur, les boursouffures et empêche les lésions de gagner les couches profondes de la peau.

Le pansement gel BURNCARE agit également comme dissipateur de chaleur, évacuant la chaleur de la combustion.

Forme une barrière stérile non adhérente afin d'éviter une surinfection, réhydrate l'épiderme.

Il est facile à appliquer et à retirer.

Épouse parfaitement toutes les parties du corps, y compris le visage. L'hydrogel se rince à l'eau.

Utilisé lors des soins d'urgences par les professionnels (pompiers, premiers secours, services d'urgence) mais également indispensable dans une pharmacie domestique.

- Compresse mousse en polyuréthane.
- Épaisseur 3 mm.
- Micro perforé.
- Imprégnée d'hydrogel.
- Non adhérent.
- Non occlusif.
- Conformable.
- Absorbe la chaleur.
- Effet froid anti douleur.
- Réhydrate la peau.
- Aide à réduire les risques d'infection.
- Limite l'effet de macération.

Développé en Australie depuis 1970.

#### Dimension :

- 10 x 10 cm.

Vendu par lot de 20 pansements.