



### Pansement hydrocellulaire non adhésif Convamax - Boîte de 10 - Convatec

Superabsorbant. Traitement des plaies chroniques et des plaies aiguës exsudatives.

Pour plaies aiguës et chroniques modérément à très exsudatives (ulcères de jambe, escarres, ulcère du pied diabétique et plaies chirurgicales déhiscentes). Maintien l'intégrité de la peau et favorise le processus de cicatrisation.

Compatible avec [Aquacel Extra](#) (peut être utilisé comme pansement primaire ou secondaire).

- Absorption élevée des exsudats, même sous compression.
- Rétention élevée des exsudats et des bactéries.
- Absorption et rétention des MMP (protéases) pouvant être en excès au niveau de la plaie.
- Couche de protection imperméable à l'eau.
- Noyau hydrophile superabsorbant (couches de cellulose non tissées et polyacrylate).
- Doux pour la peau, application facile et retrait indolore.

#### Tailles disponibles :

- 12,5 x 12,5 cm.
- 15 x 20 cm.
- 20 x 20 cm.

Conditionnement : boîte de 10.

Dispositif médical de classe IIb (CE0123).