



### Pansement hydrogel adhésif antibactérien au miel de Manuka - Medihoney

Miel de Manuka (63%) et gélifiant colloïdal. Pour le soin et la cicatrisation des plaies non drainantes à modérément exsudatives.

Le pansement hydrogel contient un agent gélifiant offrant un environnement humide propice à la déterction et à la cicatrisation des plaies.

Pansement occlusif et adhésif, ne nécessite aucun pansement secondaire.

Réduit les mauvaises odeurs.

Retrait non traumatique, diminue les douleurs et les lésions lors du changement de pansement.

#### Indiquer pour le traitement de:

- Ulcères du pied diabétique.
- Ulcères de la jambe.
- Plaies et ulcères de pression.
- Zones donneuses (greffes).
- Plaies traumatiques.
- Plaies chirurgicales.
- Brûlures 1er ou 2eme degré.
- Post ablation d'un tatouage (notamment si la peau cloque).

#### Contient:

Miel de Manuka antibactérien (63%) de Nouvelle-Zélande ou Leptospermum Scoparium.

- Espèce de miel la plus étudiée pour le traitement des plaies et des brûlures.
- Taux de Methylglyoxal (MGO): > 312 mg/kg (niveau très élevé d'activité antibactérienne).
- pH compris entre 3,5 et 4,5.

- Adhésif.
- Sans latex.

Stérilisation Rayon Gamma.

#### Dimensions disponibles:

- Pansement 11 x 11 cm (pad: 7,2x7,2 cm), vendu par boîte de 10.
- Pansement 15 x 15 cm (pad: 11,5x11,5 cm), vendu par boîte de 10.

Vendu sous pochette individuelle stérile.  
Boîte protectrice de 10 pansements.

Matériel médical CE .