



Pansement hydrogel antibactérien, non adhésif, au miel de Manuka - 11 x 11 cm - Medihoney

Miel de Manuka (63%) et gélifiant colloïdal. Pour le soin et la cicatrisation des plaies non drainantes à modérément exsudatives.

Le pansement hydrogel contient un agent gélifiant offrant un environnement humide propice à la déterction et à la cicatrisation des plaies.

Non-adhésif, il nécessite un pansement secondaire pour sa fixation.

Réduit les mauvaises odeurs.

Retrait non traumatique, diminue les douleurs et les lésions lors du changement de pansement.

Indiqué pour le traitement de :

- Ulcères du pied diabétique.
- Ulcères de la jambe.
- Plaies et ulcères de pression.
- Zones donneuses (greffes).
- Plaies traumatiques.
- Plaies chirurgicales.
- Brûlures 1er ou 2eme degré.
- Post ablation d'un tatouage (notamment si la peau cloque).

Contient:

Miel de Manuka antibactérien (63%) de Nouvelle-Zélande ou Leptospermum Scoparium.

- Espèce de miel la plus étudiée pour le traitement des plaies et des brûlures.
- Taux de Methylglyoxal (MGO): > 312 mg/kg (niveau très élevé d'activité antibactérienne).
- pH compris entre 3,5 et 4,5.

- Non adhésif.
- Sans latex.
- Découpable.

Stérilisation Rayon Gamma.

Dimensions :

- Pansement 11 x 11 cm, vendu par boîte de 10.

[Aussi disponible en 6 x 6 cm, vendu par boîte de 10.](#)

Vendu sous pochette individuelle stérile.
Boîte protectrice de 10 pansements.

Matériel médical CE .