

FICHE TECHNIQUE

Perce-membrane amniotique stérile à usage unique Robé Médical

Permet de provoquer une rupture artificielle de la membrane amniotique.

Permet de provoquer une rupture artificielle de la membrane.

Sécurisé, pour éviter les blessures accidentelles du fœtus.

- Polystyrène blanc, plat et souple.
- 1 extrémité avec crochet arrondi, limite les risques pour le fœtus.
- Sans latex.

Longueur : 26 cm.

Poids : 8 g.

Conditionné sous blister individuel stérile.

Stérilisation Oxyde d'éthylène, Validité 5 ans.

Conditionnement par paquet de 50 blisters individuels.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

