

Perfuseur BD Carefusion par gravité 1 voie avec embout Luer Lock fixe

Set de perfusion par gravité sans site d'injection avec tubulure 150 cm et chambre compte-gouttes transparente et souple.

Dispositif stérile pour perfusion par gravité de préparations injectables conditionnées en poches, flacons et flacons semi rigides (à l'exclusion du sang et des dérivés).



- Embout terminal Luer Lock fixe.
- Bouchon protecteur.
- Perforateur avec prise d'air.
- Chambre compte-gouttes (20 gouttes par ml) transparente et souple avec anneau de préhension.
- Filtre 15 µm pour réduire la contamination particulaire.
- Tubulure transparente sans DEHP ajouté: 150 cm.
- Longueur totale: 163 cm.
- Molette de réglage du débit de perfusion.
- Encoche pour arrêt complet.
- Espace pour déposer le perforateur afin d'éviter les risques de blessures.
- Un filtre de purge.
- Sans latex, sans DEHP ajouté.

Perfuseur sans site d'injection.

Référence fournisseur: A34

Usage unique.
Stérilisation Oxyde Ethylène.

Conditionnement sous blister stérile individuel.
Vendu par lot de 25 perfuseurs.

Matériel médical CE.