

Perfuseur Intrafix avec valve B.Braun

Set de perfusion par gravité Intrafix Braun

- Trocart avec prise d'air intégrée.
- Tubulure transparente sans DEHP.
- Filtre 15 µm pour réduire la contamination particulaire.
- Chambre compte-gouttes transparente et souple avec anneau de préhension.
- Régulation du débit de perfusion grâce à la pince à roulette.
- Embout terminal purgeable luer lock.

Perfuseur sans site d'injection.

Également disponible avec site d'injection: [voir la référence PRF650](#)

Stérilisation oxyde d'éthylène, validité 5 ans.
Conditionnement sous blister stérile individuel.
Unité de vente par lot de 10 perfuseurs.

Conforme norme CE 93/42.
Matériel médical CE.

