

Pilulier journalier 4 compartiments - Sundo

Pilulier journalier à 4 compartiments - Suivi précis et une prise de médicaments au quotidien

Le pilulier journalier 4 compartiments est un outil essentiel pour une gestion minutieuse de la prise des médicaments au quotidien. Avec ses 4 compartiments dédiés aux prises matin, midi, soir et nuit, il offre une solution pratique et organisée. Il est équipé d'une languette en plastique transparente, ce qui permet de visualiser les cachets et gélules à prendre au cours de la journée.

Pour accéder aux gélules et médicaments, il suffit de faire glisser la languette en plastique transparent vers la droite.

Présence des chiffres en alphabet braille pour les personnes en état de cécité.

Caractéristiques :

- Organisation : 4 compartiments pour 4 prises journalières
- Accessibilité : ouverture de chaque compartiment les uns à la suite des autres
- Visibilité : Inscriptions en grands caractères bleus et pictogrammes pour une identification facile ainsi qu'une numérotation des cases sur le dessous de 1 à 4, visible par transparence au fond des quatre cases
- Ergonomique : languette plastique transparente pour une ouverture aisée et une identification des gélules à prendre
- Hygiénique : Peut être nettoyé au lave-vaisselle

Dimensions :

- Longueur : 22 cm
- Largeur : 6,7 cm
- Hauteur : 1,6 cm

Couleurs :

- Pilulier blanc
- Caractères et pictogrammes bleus

