



Pince Adson stérile en inox avec griffes - 12 cm - Usage unique

Pince Adson avec griffes pour la dissection, la saisie et le maintien ferme des tissus fins et délicats

La pince Adson avec griffes est conçue pour saisir et manipuler les tissus délicats lors d'une dissection ou d'une fermeture par suture de plaie. Dotée d'une fine griffe dentelée, elle autorise une prise ferme des tissus fins et délicats évitant tout risque de glissement. Son manche élargi et rainuré permet une excellente prise en main ainsi qu'une bonne préhension.

Longueur : 12 cm

Usage : Unique

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Péremption après fabrication : 5 ans

Sachet : Pelable (une face platifiée, une face papier)

Conditionnement : Sachet individuel stérile

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Matériel médical certifié CE.