



Pince Micro-Adson stérile avec griffes en inox - 12 cm - Usage unique

Griffes ultra-fines pour la dissection, la saisie et le maintien ferme des tissus fins et délicats

La pince Micro-Adson avec griffes ultra-fines est conçue pour saisir et maintenir les tissus fins et délicats lors d'une intervention demandant une extrême précision. Sa mâchoire ultra-fine est dotée d'une griffe dentelée offrant une prise ferme des tissus. Son manche élargi et rainuré octroie davantage de préhension.

Longueur : 12 cm

Usage : Unique

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Péremption après fabrication : 5 ans

Sachet : Pelable (une face platifiée, une face papier)

Conditionnement : Sachet individuel stérile

Matériel médical certifié CE de classe IIa Stérile - conforme à la directive 93/42 CE.

Précautions d'utilisation :

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.