

FICHE TECHNIQUE

Pince à disséquer avec griffes inox stérile à usage unique 14 cm Robé Médical

Les avantages de l'usage unique stérile et la qualité de l'inox.

Pince à disséquer avec griffes, longueur 14 cm.

- Inox qualité supérieure.
- Stérile.
- Usage unique.

Dimension : Longueur 14 cm.

Conditionnement : Emballage individuel stérile. Conditionné en boîte distributrice de 25 pincés.

Stérilisation : Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

Matériel médical CE 1254.

