

FICHE TECHNIQUE

Pince à disséquer sans griffes inox stérile à usage unique 10 cm

Les avantages de l'usage unique stérile et la qualité de l'inox.

Pince à disséquer sans griffes, longueur 10 cm.

- Inox qualité supérieure.
- Stérile.
- Usage unique.

Longueur 10 cm.

Emballage individuel stérile.
Stérilisation Oxyde Éthylène. Validité 5 ans.

Conditionné en boîte distributrice de 25 pinces.

Matériel médical CE 1254.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

