

## FICHE TECHNIQUE



### **Pince à disséquer stérile en inox avec griffes - 12,5 cm - Usage unique**

Pince à disséquer avec griffes pour dégager, saisir et maintenir fermement les tissus

La pince à disséquer avec griffes est un outil essentiel pour saisir et maintenir fermement les tissus lors d'une dissection. Dotée d'une griffe dentelée, elle offre une prise ferme des tissus évitant tout risque de glissement. Son manche rainuré octroie davantage de préhension.

**Longueur** : 12,5 cm

**Usage** : Unique

**Stérilisation** : Oxyde d'éthylène

**Péremption après fabrication** : 5 ans

**Matériau** : Métal inoxydable

**Sachet** : Pelable (une face plastifiée, une face papier)

**Conditionnement** : Sachet individuel stérile

Ne pas utiliser en cas de détérioration de l'emballage.

Matériel médical CE.