

FICHE TECHNIQUE

Pince de Pozzi droite à usage unique stérile Robé Médical

Instrument gynécologique prêt à l'emploi, pour limiter les risques de contamination.

Pour une prise ferme et sûre du col utérin.

- Instruments fabriqués en thermoplastique biocompatible.
- Mécanisme de blocage sûr pour une prise ferme.

Pince de Pozzi droite : longueur 250 mm

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
Validité 5 ans.

Conditionnement sous blister stérile.

Vendu par lot de 5 pinces.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

