



Pissettes avec compte-goutte à bouchon rouge - 6 capacités

Pissette à bouchon rouge en polyéthylène - 6 contenants

Pissette en plastique avec bouchon rouge, permettant de recevoir des produits liquides.

Son bouchon permet un transport sécurisé.

Le plastique souple permet de gérer la pression émise pour l'expulsion du liquide.

Contenants disponibles :

- 10 ml (référence PCG003)
- 30 ml (référence PCG005)
- 60 ml (référence PCG006)
- 100 ml (référence PCG007)
- 250 ml (référence PCG008)
- 500 ml (référence PCG009)

Nettoyage : avec un désinfectant dilué

Substance impropre : produit attaquant le polyéthylène

Matières : En polyéthylène haute pression pour les contenants 10 ml, 30 ml, 60 ml, 100 ml. Polyéthylène basse pression pour les contenants 250 ml et 500 ml.

Dimensions :

- 10 ml : 56 x 21.5 mm
- 30 ml : 70 x 31 mm
- 60 ml : 83.5 x 36.5 mm
- 100 ml : 95 x 44 mm
- 250 ml : 127 x 61 mm
- 500 ml : 159 x 76 mm

Précautions d'emploi :

Bien refermer les bouchons pour assurer une parfaite étanchéité.
Ne pas remplir au maximum.