

FICHE TECHNIQUE



Plan dur d'évacuation plastique radio transparent 18 ouvertures 183x45x5cm

Planche utilisée pour l'immobilisation et le transfert de patients et victimes graves. 18 ouvertures latérales.

Planche dorsale résistante et légère, en polyéthylène (PE) haute densité.

100% radio-transparent, imperméable aux fluides corporels ou autres agents pathogènes.

Facile à nettoyer et à décontaminer.

Vous pourrez également transporter une victime sur l'eau par flottaison.

Équipé de 18 ouvertures latérales et 1 ouverture centrale pour un maximum de possibilité de fixation des sangles de sécurité et pour optimiser le transport.

Livrée avec 2 sangles de sécurité.

Compatible avec la plupart des dispositifs d'immobilisation (tête ou sangles).

- En plastique polyéthylène.
- 100% radio-transparent.
- Idéale pour les sauvetages en mer.
- Portée maximale: 159 kg.

Principalement utilisé pour les hôpitaux, le sport, les ambulances et à l'extérieur pour transporter des patients et des blessés.

Dimensions: L 183 x l 45 x 5 cm.
Poids: 7,5 kg.

Livré avec 2 sangles de maintien à fermeture rapide.

Garantie 2 ans.