

## FICHE TECHNIQUE

### Plateau de distribution de médicaments pour compartiments individuels et gobelets - Sundo

Plateau de 19 trieurs et gobelets médicaux - Permet une préparation précise et une distribution efficace

Le plateau de distribution de médicaments est conçu pour accueillir 19 distributeurs et 19 gobelets médicaux, assurant un maintien sûr grâce à des emplacements dédiés.

Idéal pour la préparation des médicaments nécessaires aux patients, il permet une distribution claire de ceux-ci. Ce plateau offre une solution pratique pour une organisation efficace de la distribution journalière.

Le plateau est adapté pour :

- Préparer et organiser la distribution quotidienne
- Transporter les distributeurs et gobelets manuellement ou à l'aide de chariots

#### Caractéristiques :

- Plateau pour 19 distributeurs et 19 gobelets médicaux
- Rainures et évidements prévenant le glissement des gobelets et distributeurs
- Précision, sécurité et efficacité dans la dispensation des soins

**Matériau :** Polystyrène expansé

#### Dimensions :

- Longueur : 44 cm
- Largeur : 34 cm
- Épaisseur : 1,7 cm
- Longueur rainures : 22,9 cm
- Largeur rainures : 0,5 mm
- Diamètres des cercles : 3 cm

**Couleur :** Blanc

