

FICHE TECHNIQUE

Poignée laryngoscope à piles F.O. Led - manche plastique universelle

A fibre optique avec ampoule Led pour laryngoscope

Poignée fibre optique ergonomique en plastique avec une surface striée pour une meilleure préhension.

Compatible avec la plupart des lames compatibles à la norme de fixation ISO7376.

Fonctionne avec 2 piles LR14 (non fournies).

Faible consommation d'énergie.

Ampoule LED 2,5V.

Utilisé lors des interventions nécessitant l'ouverture forcée de la partie buccale du larynx, au cours d'anesthésies ou de réanimations.

N.B.: La norme [ISO 7376](#) définit les dimensions des poignées et des lames pour laryngoscopes à enclenchement. Elle précise les exigences générales des laryngoscopes et l'interchangeabilité entre lames et manches.

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.

