

### Rehausse WC avec patins antidérapants

Pour s'asseoir et se lever plus facilement.

Facilement adaptable sur les cuvettes des WC.  
Réhausse de 11 cm la hauteur des toilettes.

- Avec patins antidérapants
- Réalisé en plastique injecté sans risque de corrosion.
- Sans couvercle.

Certifié et testé à 185 kg.

Dimensions: L. 42 x l. 41 cm.  
Hauteur de réhausse: 11 cm.  
Ouverture: 25 x 21 cm.  
Poids: 1,1 kg.

