

Rouleaux de papier thermique adhésif pour le lecteur Siemens Clinitek Status+

Rouleaux de papier compatible avec le lecteur Siemens Clinitek Status+ -
Paquet de 5

Le papier thermique est revêtu de produits chimiques sensibles à la chaleur, il produit une image ou un texte lorsqu'une source de chaleur comme une tête d'impression thermique est appliquée.

Il est conçu pour le lecteur Siemens Clinitek Status : [SIE678](#)

Sans nécessiter d'encre ni de ruban, il est idéal pour les analyseurs d'instruments médicaux.

- Facile à installer
- 6 cm de largeur
- 4 cm de diamètre
- Impression des résultats d'analyses

Conditionnement :

- Boîte de 5 rouleaux

