

## FICHE TECHNIQUE

### Sac de secours d'urgence sac à dos Robé Médical - Dim. 35 x 45 x 21 cm

Mallette qualité professionnelle avec grande capacité de rangement

A porter en bandoulière, à la main ou en sac à dos.

Sac de secours renforcé, en tissu nylon Cordura imperméable et résistant idéal pour les interventions et le stockage du matériel d'urgence.

Intérieur modulable grâce à des séparateurs amovibles pour une utilisation fonctionnelle et un nettoyage aisé.

Fond en caoutchouc imperméable empêchant les infiltrations d'eau. Doubles bandes réfléchissantes jaunes pour la sécurité.

Composé de:

- 1 grand compartiment de rangement avec séparation à velcro (non amovible) et élastiques pour instruments.
- 1 grande poche frontale avec élastiques de maintien pour instruments.
- 3 poches latérales avec fermeture zippée dont 1 grande.
- Bandoulière et sangles dos amovibles.
- Clips et attaches plastiques.

Coloris rouge.

Dimensions : L 35 x l 45 x H 21 cm.

Poids: 1,04 kg.

