

## FICHE TECHNIQUE

### Sac vomitoire anti-reflux, Vomibag

**Pour une ouverture facile d'une seule main**

**Avec indicateur de volume et valve anti-reflux.**

Utilisation pour les nausées dans toutes les situations

Ne prend aucune place, fermeture hermétique.  
Graduation de 1000 ml avec un volume approximatif supérieur à 1L, il recueille les régurgitations sans risque grâce à sa valve anti-reflux.

S'adapte aussi bien aux enfants qu'aux adultes.  
Dimensions : 400 x 150 mm

Sans latex. Non réutilisable.  
Vendu par lot de 25 sachets individuels.

Fabrication Européenne.

