

Sac vomitoire avec anneau rigide prêt à l'emploi

Sac vomitoire facile à utiliser, large ouverture.

Large ouverture de 120 mm composé d'un anneau en plastique rigide amovible, limite les risques de projection. Il se referme facilement après utilisation.

Résistant et étanche.

Utilisation recommandée en milieu hospitalier pour le personnel soignant, les urgentistes (pompiers, SAMU, ambulanciers,...), le domicile, durant un voyage.

- Usage unique
- Contenance 2 litres
- En polyéthylène
- Taille de l'anneau : Ø 120 mm
- Longueur du sac 365 mm
- Conditionné par 50 sacs (peuvent se vendre par lot de 3x50)

Dispositif médical conforme MDD 93/42/EEC

