

## FICHE TECHNIQUE

### Scoliomètre de Bunnell - Inclinomètre

Modèle à bille, pour détecter et évaluer une scoliose

La référence pour le suivi de l'évolution de la scoliose.

Il permet de comparer les différents résultats au fil du temps.

Il est constitué d'une bille qui oscille selon le degré d'inclinaison de la colonne vertébrale par rapport au plan horizontal.

Graduation de chaque côté : de 0 à 25 °.

Matière : plastique.

Nettoyage : eau et savon neutre ou alcool dénaturé.

Garantie 1 an.

Vendu à l'unité.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

