

FICHE TECHNIQUE



Scooter médical pliable en 3 secondes, ultra portable, tout terrain, autonomie 15km

L'innovation : un scooter tout terrain, maniable, ultra portable, et pliable en 3 secondes

Facile à ranger, utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, confortable, routier, ce scooter vous offre une conduite stable et sécurisée.

Disposant d'un écran LCD, d'une batterie d'autonomie 15km, il possède d'une charge maximale de 120kg. Son poids léger vous permet de le transporter facilement.

Conçu pour répondre de manière pratique et flexible aux besoins de déplacement réduits, une fois plié, il se glisse aisément dans les espaces intérieurs, facilitant ainsi la mobilité.

Caractéristiques techniques :

- Rayon de braquage : 135 cm
- Pliable en 3 secondes
- Vitesse maximale de 6,4 km/h
- Durée maximale du trajet avec 1 batterie : 15km
- Affichage précis du compteur
- Lumière non éblouissante et non polarisée
- Charge maximale : 120 kg
- Batterie chargée en 3h
- Pente maximale : 5°
- Tension : 110v-220v
- Facilement transportable
- Conception anti-renversement

Composition du scooter :

- Ecran LCD avec affichage du compteur
- Moteur DC sans balais 170 W
- Frein électromagnétique
- 3 roues
- Siège
- Support de siège
- Éclairage LED à l'avant
- Grand espace entre le siège et le guidon convenant aux personnes en surpoids, pour plus de confort
- Pneumatiques arrière plus gros pour une stabilité assurée
- Poignée rabattable
- Batterie Lithium 36V/208Wh
- Support au sol voleur

2 autres utilisations possibles : plié pour les transports ou chariot à faire rouler

Poids : 27kg

Poids de la batterie : 1.3kg

Dimension de la roue avant : 8 pouces

Dimension des roues arrière : 10 pouces

Dimensions déplié : 109cm x 55cm x 89cm

Dimensions plié : 60cm x 55cm x 28cm

Couleur : rouge métallique ou noir métallique

Garantie : 2 ans