



### Scooter pliable compact, autonomie 20km - Traveler Plus

Scooter confortable qui se faufile partout pour une utilisation en intérieur et extérieur

Ce scooter compact possède un guidon pliable et se démonte sans outil en 4 parties pour faciliter le transport.

- Bras de commande et guidon en U + Réglage de l'inclinaison du guidon

- Système de débrayage roue libre

- Accoudoirs escamotables

- Siège capitonné, pivotant à 360°

- Suspensions avant et arrière

- Dimensions : Longueur 113 x largeur 57 x hauteur 94 cm.

- Moteur 220W.

- Batterie 20Ah

- Vitesse maxi 6,6 Km/h

- Autonomie 20 kms

- Poids max supporté : 136 kg

- Poids transportable dans le panier 5kg

- Poids du scooter : 62 kg

- Coloris : orange

Les batteries et autres pièces électroniques sont garanties 6 mois sous conditions de bonnes utilisations.

Garantie 2 ans sous conditions d'utilisations et entretients optimal.