



### Seringue insuline 1ml aiguille sertie 29G ou 30G Chirana - Boîte de 100

Avec aiguille sertie ultra fine, sans espace mort, graduation 100 UI. Fabriquée en Europe.

Seringue 3 pièces pour injection avec aiguille sertie ultra fine 29G ou 30G.

Pour injection sous cutanée d'insuline dans le traitement du diabète.

- Seringue 3 pièces, sans espace mort.
- Aiguille sertie: 29G x 1/2" (0.33 X 12,7 mm), 30G x 1/2" (0.3 X 12,7 mm).
- Capacité: 1 ml.
- Graduation: 100 UI.
- Siliconage offrant une pénétration en douceur.
- Lecture facile et précise.
- Apyrogène.
- Sans latex, sans PVC, sans phtalates (DEHP).

Emballage individuel stérile.

Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Conditionnement par boîte de 100 seringues à insuline.

Matériel médical CE.

Qualité certifiée selon EN ISO 13485: 2012.

***CHIRANA T Injecta est une entreprise Européenne reconnue pour la qualité de ses produits depuis de nombreuses années. Elle fabrique des systèmes d'injection, de perfusion, cathéters, aiguilles et seringues vendus dans + de 130 pays dans le monde.***

A conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, ne pas exposer à la chaleur.

Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.