

FICHE TECHNIQUE



Seringue insuline 3 pièces 0,5 ml avec aiguille sertie 30G Nipro

Seringue insuline, 0.5 ml, 3 pièces NIPRO

Seringue insuline avec aiguille sertie, qualité supérieure NIPRO

- Aiguille sertie ultrafine : 30G 1/2" (0.3 x 13 mm)
- Sans espace mort.
- Capacité 0.5 ml.
- Graduation 50 UI.
- Lecture précise et facile.

Garantie sans latex.

Conditionné sous blister individuel stérile.

Stérilisation Oxyde éthylène.

Validité 5 ans.

Vendu par boîte de 100 seringues.

Matériel Médical CE

Egalement disponible :

- [Seringue insuline avec aiguille sertie 29G en 1ml](#) MYSHOT
- [Seringue insuline avec aiguille sertie 30G en 1ml](#) SOFT JECT