

FICHE TECHNIQUE



Seringue insuline Nipro 1 ml avec aiguille sertie 29g - Boite de 100

Avec aiguille ultra fine sertie, sans espace mort.

Seringue insuline avec aiguille sertie, qualité supérieure *MYSHOT*

- Seringue 3 pièces, sans espace mort
- Aiguille sertie ultrafine : 29g x 1/2" (0.33 X 13 mm).
- Capacité 1 ml.
- Graduation 100 UI.
- Lecture précise et facile.
- Apyrogène.

Ne contient ni latex, ni PVC.

Conditionné sous blister individuel stérile.

Stérilisation Oxyde éthylène.

Validité 5 ans.

Vendu par boîte de 100 seringues.

Marquage conforme ISO 7886-1.

Norme EN 980 : 2003 et ISO / CD 15223-1 : 2007.

Aiguille hypodermique conforme ISO 6009 : 1992.

Seringue insuline conforme ISO 8537 : 2007.

Matériel médical CE.

Egalement disponible:

- [Seringue insuline avec aiguille sertie 30G en 1ml](#) MY SHOT
- [Seringue insuline avec aiguille sertie 30G en 0.5ml](#) SOFT JECT