

## FICHE TECHNIQUE



### Seringue insuline de sécurité 0.5, 1ml aiguille sertie 29G ou 30G Sol-Care - Boîte de 100

La seringue de sécurité SOL-CARE™ est conçue pour prévenir les blessures par piqûres d'aiguilles et empêcher la réutilisation des seringues en rétractant l'aiguille dans le canon et cassant net le piston après l'injection.

#### Sécurité pour le clinicien

Les doigts restent en permanence derrière l'aiguille. Confirmation visuelle d'activation du mécanisme de sécurité.

La seringue ne peut pas être réutilisée une fois que le piston est verrouillé en permanence dans le canon.

#### Aspiration des médicaments et élimination de l'air faciles

La conception NO GAP permet de déplacer le piston jusqu'au zéro sans activer le mécanisme de sécurité. Cela empêche la préactivation accidentelle.

#### Facile à utiliser

Changement minimal de technique. Le mécanisme de sécurité n'obstrue pas la vue de la pointe de l'aiguille.

#### Efficacité

Un espace mort réduit par rapport à une seringue ordinaire de 1 ml permet d'économiser 0,06 ml de médicament pour chaque injection.

Seringue de sécurité avec aiguille sertie ultra pointue.

- Aiguille sertie: 29G x 1/2" (0.33 X 12,5 mm), 30G x 5/16" (0.3 x 8 mm)
- Aiguille ultra pointue pour minimiser la douleur de l'injection
- Capacités: 0.5ml et 1 ml
- Graduations: 50 et 100 UI
- Graduations nettes et faciles à lire
- Conception d'anneau de verrouillage breveté
- Design "No Gap", permet de retirer l'air

Emballage individuel stérile. Validité 4 ans.

Conditionnement par boîte de 100 seringues à insuline de sécurité.

Matériel médical CE.

En conformité avec les critères énoncés dans la directive européenne 2010/32/UE - Prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire.