

FICHE TECHNIQUE

Seringues 3 pièces Nipro Luer Lock - Boîte de 100

Pour injection de précision ou mésothérapie.

Seringues 3 pièces luer lock :

- Fixation Lock par vissage de l'aiguille sur la seringue.
- Cône centré.
- Piston avec joint élastomère.
- Graduation 1 ml.
- Stérilisation Oxyde Ethylène. CE 0197.

Transparence pour une bonne visualisation du processus et pour la détection d'éventuelles bulles d'air.

Sous emballage individuel, stérile.

Seringues disponibles : 2 ml, 5 ml, 10 ml et 20 ml.

Boîte de 100.

Matériel médical CE

