



Set bock à lavement, irrigateur souple 2 litres avec jeu de canules

Set de lavement par irrigateur contenant :

- un sac en plastique souple d'une capacité de 2 litres avec repères de mesure,
- un tuyau avec robinet,
- canule anale pour clystères,
- canule vaginale pour irrigation.

Sans latex.

Dimensions du sac : 210 x 110 mm.

Dimensions du tuyau : 1,40 m, Ø externe 10mm, Ø interne 7mm.

Set bock à lavement souple livré complet avec canule vaginale, canule anale et tuyau avec robinet.

Matériel médical CE.

Pour irrigation avec 2 canules rigides, anale et vaginale.