



### Set de biopsie stérile à usage unique et blister stérile

Set composé de 5 éléments : scalpel, porte-aiguille, pince anatomique, champ absorbant, compresses non tissées

Set de biopsie stérile à usage unique, stérilisé à l'oxyde d'éthylène. Instruments en inox et plastique.

Le blister peut être utilisé comme plateau stérile pour verser la solution ou la pommade pour le traitement des plaies.

Ce set comprend :

- 1 champ absorbant 38x45cm
- 1 Porte-Aiguille Mayo-Hegar metal 140mm
- 1 scalpel #15
- 1 pince anatomique plastique verte 130mm
- 5 compresses en non tisse 7,5x7,5cm
- 1 blister solide stérile

Conditionnement sous blister individuel stérile.

Vendu par carton de 12 sets.

Matériel médical CE.

Fabriqué en Europe.