

### Set de soin standard pour plaies chroniques - Robemed

5 blisters qui comprennent : 1 champ de soin, 1 paire de ciseau droit à bouts pointus, 2 pinces à disséquer, 10 compresses non tissées, 1 sac à déchets de soins

Sets de soins stériles sous blister. Pour le soin des plaies chroniques type ulcères, escarres, pieds diabétiques, etc.

Kit complet comprenant :

- 5 sacs à déchets de soins (hors blister).
- 5 blisters.
- 1 notice jointe.

Chaque blister comprend :

- 1 champ de soin imperméable 38 x 45 cm.
- 1 paire de ciseaux droit à bouts pointus.
- 1 pince à disséquer coloris vert.
- 1 pince à disséquer coloris bleu.
- 10 compresses non tissées 10 x 10 cm.

Conditionnement : boîte de 5 blisters avec accessoires.

Matériel Médical CE.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

