

Sets de soins Major 3S Robemed

Sets de soins **stériles** proposés sous blister de trois compartiments.

Ces sets comprennent :

- 5 tampons de gaze ronds, 17 fils.
- 1 pince à disséquer plastique, coloris vert
- 1 pince Kocher plastique, coloris bleu
- 1 champ de soin imperméable, dimensions 45 x 45 cm

Excellent rapport qualité-prix.

Conditionnement sous blister rigide 3 compartiments, dimensions 13,3 x 18,7 cm.

Proposé par carton de 60 sets.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux..

5 tampons de gaze, 1 pince à disséquer, 1 pince Kocher et 1 champ de soins.
Pour la réalisation de soins infirmiers.

