



Sonde urinaire de foley latex à ballonnet

Pour sondage vésicale courte durée.

Sondes urinaire de foley latex à ballonnet.

Ballonnets sonde urinaire adulte 10 ml, longueur 40 cm (CH 12 à 24).

Ballonnets sonde urinaire pédiatrique 5 ml, longueur 27 cm (CH 8 et 10).

- Tubulure latex, siliconnée.

- 2 voies.

Conditionnement emballage stérile individuel.

Vendues en sachet de 10 sondes.

Disponibles en Charrières (CH) 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Chaque numéro de charrière correspond à 1/3 de millimètres (mm).

Exemple: La charrière 18 correspond à 18/3, soit 6 mm de diamètre.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.