

FICHE TECHNIQUE

Sondes urinaires vésicales nelaton modèle homme

Sonde vésicale droite, sans ballonnet avec 2 oeils latéraux.

Tubulure PVC médical semi rigide pour faciliter le sondage.
Connexion par godet souple conique.
Extrémités arrondies atraumatiques.

- Longueur 38 cm

- Charrières (CH) : 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22.

Chaque numéro de charrière correspond à 1/3 de millimètres (mm).

Exemple: La charrière 18 correspond à 18/3, soit 6 mm de diamètre.

Conditionnement sous emballage individuel stérile.

Vendu par lot de 100 sondes.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

