

FICHE TECHNIQUE

Spatules d'ayre stérile, Boîte de 100

Pratique, 1 extrémité arrondie et une extrémité allongée.

Pour prélèvements gynécologiques.

2 extrémités, 2 formes différentes :

- Forme arrondie, pour les prélèvements au niveau de l'exocol.
- Forme allongée, pour les prélèvements au niveau de la jonction exocol-endocol.

Stérile, à usage unique.
En plastique blanc.

Dimensions :

- Longueur : 175 mm.
- Largeur : 13 mm.
- Epaisseur : 1,6 mm.

Conditionnement individuel stérile.
Vendu par boîte de 100 spatules.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

