



### Spéculum à usage unique avec levier de réglage central - Fabrication européenne

Spéculum de type Cusco, stérile à usage unique.

- En plastique polypropylène.
- Avec bord arrondis.
- Large champ de vision.
- Excellente transparence.
- Réglage facile et excellente fixation.
- Utilisation aisée avec une seule main.
- Ecartement doux et progressif des spatules.
- Sans latex et sans phtalates.

#### 3 tailles disponibles :

- Taille S (Ø 20 mm) - Blanc
- Taille M (Ø 26 mm) - Rouge
- Taille L (Ø 30 mm) - Vert

Conditionnement sous emballage individuel stérile.  
Stérilisation Oxyde d'éthylène, validité 5 ans.

Vendu par lot de 20 spéculum.

Fabriqué en Europe.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*