

FICHE TECHNIQUE

Spéculum usage unique stérile avec levier de réglage central Robé médical

Avec réglage d'ouverture précis et ergonomique.

Spéculum de type Cusco, stérile, avec angles atraumatiques.

- Large champ de vision
- Excellente transparence
- Réglage facile et excellente fixation
- Utilisation aisée avec une seule main
- Écartement doux et progressif des spatules
- Plastique Polypropylène de qualité supérieure avec angles arrondis

3 tailles disponibles :

- Taille S (80x22 mm) - Bleu
- Taille M (90x25 mm) - Rouge
- Taille L (95x30 mm) - Vert

Conditionnement sous emballage individuel stérile.
Stérilisation Oxyde d'éthylène, validité 5 ans.

Vendu par lot de 20 spéculum. Prix dégressif à partir de 5 lots achetés.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

