

### Spéculums auriculaires en plastique recyclé, pour otoscopes toutes marques - Robe Medical - par 250



Fabriqué en Europe, ce spéculum s'adapte à la plupart des modèles d'otoscope existants sur le marché.

Conçu pour Robé Médical, nous vous proposons un outil spécialement adapté à vos auscultations:

- Une visibilité maximale grâce à une diminution sensible de la réflexion optique.
- Un ergot de fixation renforcé pour encore plus de stabilité.
- Un prix toujours aussi compétitif.
- En plastique 100% recyclé

- Une meilleure vision grâce à un facteur de réflectance réduit avec la zone de réflexion inférieure d'environ 30% de celle d'un spéculum classique (voir photo).
- Encoche avec inclinaison et découpe plus précise pour une mise en place facilitée.
- Bords arrondis atraumatiques

Ce spéculum est disponible en taille pédiatrique (diamètre 2,5 mm) et taille adulte (diamètre 4 mm)

Ces spéculums conviennent notamment aux modèles d'otoscopes ci-dessous :

HEINE : - [Gamme Heine dont Mini 3000](#) .KAWE : - [Kawe Piccolight](#), - [Kawe Eurolight Standard](#) et autres modèles. LUXAMED : - [Luxamed Auris 2.5V](#), - [Luxamed Auris 3.7V](#) et autres modèles. VIEWTRONIC : - [Otoscope BF 200](#) et autres modèles.

2 modèles disponibles :

- Ø 2,5 mm, boîte distributrice de 250.
- Ø 4 mm, boîte distributrice de 250.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*