

Spray film adhésif pour fixation de bande - Flacon 300 ml - Tensospray - Bsn Médical

Film adhésif protecteur en spray pour améliorer la fixation et l'adhérence des bandes.

Forme un film protecteur incolore à effet collant anti-glisse et isole les téguments des masses adhésives.

Réduit les risques de réactions cutanées au retrait du bandage.

Application rapide et facile.

Aide à la fixation de pansements ou de bandes de mousse de protection sous contention adhésive ([TENSOBAN](#)).

- Appliquer sur peau saine, propre et sèche.
- Protéger toute plaie avant d'appliquer le produit.
- Disparaît rapidement après lavage à l'eau et au savon.
- Incolore, ne tache pas.
- Formule sans latex, sans phtalates (DEHP).

Composition: Butane, méthylal, alcool dénaturé, isobutane, propane, glyceryl rosinate, paraffine perliquide.

Flacon aérosol de 300 ml.

Matériel Médical CE.

