



### Spray nettoyant désinfectant Cidalkan - Flacon de 1 litre

Nettoyant désinfectant à large spectre, actif sur les spores de Clostridium difficile.

Permet le nettoyage et la désinfection des surfaces, du petit matériel médical et des dispositifs médicaux invasifs et non-invasifs, non stérilisables et non-immérgeables.

- Dispositif médical CE.
- Bactéricide, fongicide, virucide, sporicide.
- pH : 7.5 +/-0,5.
- Dispositifs invasifs : sondes endocavitaires entre chaque patient, endoscopes et fibroscopes,...
- Dispositifs non invasifs : sondes externes, stéthoscopes, thermomètres, monitoring de bloc, colonne d'endoscopie,...
- Formule contact alimentaire.
- Parfum pamplemousse.
- Temps d'action entre 30 secondes et 15 min selon le type d'efficacité antimicrobienne recherchée.

#### Propriétés microbiologiques:

- Bactéricide : EN 13727 en 1 minute.
- Bactéricide : EN1276, EN13697, EN 14561, EN 16615 en 5 minutes.
- Fongicide : EN13624 en 1 minute.
- Fongicide : EN1650, EN13697, EN14562, EN16615 en 5 minutes.
- Virucide : EN 14476 entre 30 secondes et 5 minutes.
- Sporicide : EN 13704 (Clostridium difficile) en 15 minutes.
- Sporicide : NF T 72-281 en 5 minutes.

#### Conditionnement :

- Flacon pulvérisateur de 1L.

Usage professionnel.

Matériel médical CE.

ALKASPRAY GSA est remplacé par CIDALKAN nettoyant désinfectant bactéricide, virucide, fongicide.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

*H226 Liquide et vapeurs inflammables*