

FICHE TECHNIQUE

Stéthoscope BioMedicare - Double pavillon - Noir, Bleu et Vert

Stéthoscope léger en aluminium, double pavillon avec au choix 3 coloris

Ce stéthoscope est adapté pour les examens médicaux et la prise de tension.

Kit de 3 parties à assembler :

- Pavillon.
- Tubulure.
- Monture alu.

Coloris disponibles : Noir, Bleu et Vert

Petit pavillon : Ø 30 mm

Large pavillon et membrane : Ø 47 mm

Tubulure PVC souple :

- Diamètre tubulure : Ø 9 mm
- Diamètre lumière : Ø 4,7 mm
- Épaisseur tube : Ø 2,2 mm

Disponible en noir, bleu ou vert.

Boîte individuelle.

Le stéthoscope BioMedicare est une exclusivité de Robé Médical.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE

