

FICHE TECHNIQUE



Stéthoscope BioMedicare - simple pavillon - Noir, Rouge et Gris

Stéthoscope léger en aluminium, simple pavillon avec au choix 3 coloris

Ce stéthoscope est adapté pour les examens médicaux et la prise de tension.

Kit de 3 parties à assembler :

- Pavillon.
- Tubulure.
- Monture alu.

Coloris disponibles : Noir, Rouge et Gris

Pavillon et membrane : Ø 47 mm

Tubulure PVC souple :

- Diamètre tubulure : Ø 7 mm
- Diamètre lumière : Ø 4?mm
- Épaisseur tube : Ø 2?mm

Boîte individuelle.

Le stéthoscope BioMedicare est une exclusivité de Robé Médical.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE